

Micropipeta de 8 canales plus. Modelo 712112120

Instrumento de uso general para la medición precisa y exacta de volúmenes de líquidos, mantienen un excelente desempeño aun en la medición de cantidades muy pequeñas. Adecuadas para aplicaciones y técnicas de laboratorio de rutina, desde nivel educativo hasta investigación y son compatibles con la mayoría de las marcas de puntas desechables que existen en el mercado. Su diseño es moderno y ergonómico, son ligeras, resistentes, durables, fáciles de usar y limpiar. Cuentan con una pantalla fácil de leer. Incluyen un certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.

Características

Intervalo de volumen: 50 - 300 μ l

Incremento: 5 μ l

Volumen de prueba:

- 300 μ l
- 150 μ l
- 50 μ l

Errores sistemáticos:

- $\pm 0.70\%$ / ± 2.1 μ l
- $\pm 1.00\%$ / ± 1.5 μ l
- $\pm 1.50\%$ / ± 0.75 μ l

Errores aleatorios:

- $\pm 0.25\%$ / ± 0.75 μ l
- $\pm 0.50\%$ / ± 0.75 μ l
- $\pm 0.80\%$ / ± 0.4 μ l



Características adicionales

- Diseño elegante y ergonómico para mayor comodidad.
 - Micropipetas adecuadas para placas de 96 pozos.
 - Amplia ventana de visualización para un ajuste rápido del volumen.
 - Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.
 - Material de alta calidad que ofrecen larga vida útil.
 - Operación sencilla, confortable y flexible gracias a su cabezal dispensador con rotación de 360° y cómodo eyector de puntas.
-
- Manual de operación