

## Micropipeta tradicional volumen variable de 10-100 $\mu$ l. Modelo 711111080

Instrumento de uso general para la medición precisa y exacta de volúmenes de líquidos, mantienen un excelente desempeño aun en la medición de cantidades muy pequeñas. Adecuadas para aplicaciones y técnicas de laboratorio de rutina, desde nivel educativo hasta investigación y son compatibles con la mayoría de las marcas de puntas desechables que existen en el mercado. Su diseño es moderno y ergonómico, son ligeras, resistentes, durables, fáciles de usar y limpiar. Cuentan con una pantalla fácil de leer. Incluyen un certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.

Características:

Intervalo de volumen: 10 - 100  $\mu$ l

Incremento: 1  $\mu$ l

Volumen de prueba:

- 100  $\mu$ l
- 50  $\mu$ l
- 10  $\mu$ l

Errores sistemáticos:

- $\pm 0.80\%$  /  $\pm 0.8$   $\mu$ l
- $\pm 1.00\%$  /  $\pm 0.5$   $\mu$ l
- $\pm 3.00\%$  /  $\pm 0.3$   $\mu$ l

Errores aleatorios:

- $\pm 0.15\%$  /  $\pm 0.15$   $\mu$ l
- $\pm 0.40\%$  /  $\pm 0.2$   $\mu$ l
- $\pm 1.50\%$  /  $\pm 0.15$   $\mu$ l

Características adicionales

Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.

- Versátil, volumen ajustable.
- Diseño ergonómico y ligero que ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo.
- Ajuste rápido del volumen gracias a su amplia ventana de visualización.

Manual de operaciones