



Micropipeta tradicional volumen variable de 20-200 μ l. Modelo 711111090

Instrumento de uso general para la medición precisa y exacta de volúmenes de líquidos, mantienen un excelente desempeño aun en la medición de cantidades muy pequeñas. Adecuadas para aplicaciones y técnicas de laboratorio de rutina, desde nivel educativo hasta investigación y son compatibles con la mayoría de las marcas de puntas desechables que existen en el mercado. Su diseño es moderno y ergonómico, son ligeras, resistentes, durables, fáciles de usar y limpiar. Cuentan con una pantalla fácil de leer. Incluyen un certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.

características:

Intervalo de volumen: 20 - 200 μ l

Incremento: 1 μ l

Volumen de prueba:

- 200 μ l
- 100 μ l
- 20 μ l

Errores sistemáticos:

- $\pm 0.60\%$ / $\pm 1.2 \mu$ l
- $\pm 0.80\%$ / $\pm 0.8 \mu$ l
- $\pm 3.00\%$ / $\pm 0.6 \mu$ l

Errores aleatorios:

- $\pm 0.15\%$ / $\pm 0.3 \mu$ l
- $\pm 0.30\%$ / $\pm 0.3 \mu$ l
- $\pm 1.00\%$ / $\pm 0.2 \mu$ l



Características adicionales:

- Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.
- Versátil, volumen ajustable.
- Diseño ergonómico y ligero que ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo.
- Ajuste rápido del volumen gracias a su amplia ventana de visualización
-

Manual de operaciones