

## Microscopio monocular biológico. Modelo VE-M4

Microscopio ideal para educación nivel básico y laboratorios. Cuenta con platina mecánica que facilita la observación a través de la muestra e iluminación LED que evita el calentamiento del equipo y percances con los usuarios. Incluye un dispositivo enrolla-cable para el adaptador de corriente en la parte posterior. Para prácticas escolares de manejo del microscopio, tales como observación de elementos básico de una célula, muestras de tejidos vegetales, protozoarios, hongos filamentosos, espermatozoides, etc



Oculares: WF 10X -18 mm con prisionero y puntero

Cabeza: Monocular inclinada 45°, giratoria 360°.

Revolver: Triple con tope.

Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) y óptica acromática con acabado metálico, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 mm con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Condensador: Abbe, A.N. 1.25, con tornillo elevador.

Diafragma: De iris con portafiltro.

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico.

### Accesorios incluidos

- Eliminador.
- Funda de plástico.
- Instructivo en español.
- Estuche con 5 preparaciones.
- Kit de limpieza.
- Dispositivo enrolla-cable.

Garantía: 10 años en sistema mecánico y óptico. Incluye servicio preventivo de limpieza y ajuste el primer año de uso (aplica restricciones)