

Agitador universal. Modelo CRM-OS2



El agitador universal CRM-OS2 es un instrumento versátil que permite una mezcla rápida y homogénea gracias a su movimiento ondulatorio, la selección de velocidad y su amplia plataforma antideslizante para la agitación de diferentes recipientes, como matraces Erlenmeyer, vasos de precipitado, cajas Petri, geles, bolsas de sangre, placas, bandejas, botellas, etc. De funcionamiento continuo o por temporizador, además de sencillo, resulta de gran utilidad en hospitales, laboratorios clínicos y universidades. Es Ideal para agitar o mezclar de manera eficiente líquidos o sustancias para análisis en el laboratorio.

CARACTERISTICAS

Velocidad: 0 - 230 rpm

Temporizador: 0 -15 minutos/ funcionamiento continuo

Diámetro de oscilación: 22 mm

Área de trabajo: 224-152 mm

Alimentación: 110V, 60Hz