



Agitador magnético con temperatura. Modelo CVP-MAG5



El agitador magnético de cerámica es ampliamente utilizado para calentar y agitar líquidos simultáneamente, proporciona una temperatura uniforme, la temperatura de calentamiento y la velocidad de agitación son ajustables; ideal para laboratorios escolares, investigación, industria alimenticia, farmacéutica, entre otras áreas.

Características

Velocidad: 100 -2000 ml

Temperatura máxima: 380°C

Volumen máximo: 5000 ml

Tamaño del plato: 190 x 190 mm

Dimensiones: 300 x 210 x 126 mm

Peso neto: 5 Kg

Potencia: 600W

Alimentación: 110V220V