



Mantilla de calentamiento 1000ml. Modelo MANTLE-1000



Las mantillas de calentamiento son empleadas en el calentamiento de diversos líquidos. Tienen un excelente sistema de calentamiento para lograr una temperatura uniforme de manera rápida y segura. Ampliamente utilizadas en la industria agrícola, farmacéutica y alimentaria, laboratorios escolares y de investigación, universidades, entre otros.

CARACTERISTICAS:

Capacidad: 1000 mL

Temperatura máxima: 450°C

Modo de trabajo: Continuo

Dimensiones externas: Diámetro 280 x 220 mm

Peso bruto: 5.5kg

Potencia: 350W

Alimentación: CA110V, 60Hz

Características adicionales:

- Equipo resistente, eficiente y duradero.
- Ideal para matraces de bola

- Cable de alimentación
- Manual de operación