

Balanza granataria.



Balanza granataria manual de 3 brazos, abarca las necesidades generales en el trabajo de laboratorios escolares de física y química facilitando las pesadas continuas.

Capacidad: 610 g (expandible a 2610 g con pesas)

Legibilidad: 0.1 g

Reproductividad: ± 0.2 g

Graduación:

- 1er barra 10 g (0.1 g)
- 2da barra 500 g (100 g)
- 3era barra 100 g (10 g)

Unidades de pesaje: Gramos

Peso del equipo: 3 kg

Calibración: Externa

Tamaño de plataforma: Diámetro 152 mm

Dimensiones generales: 470 x 150 x 180 mm

Garantía: 1 año