

Centrifuga clínica para 12 tubos.



Centrifuga clínica de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto. Cuenta con variedad de adaptadores para tubos de distintas capacidades. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado.

Rango de velocidad: 300- 4,000 RPM.

Timer: 15 seg a 99 min.

RCF máxima: 2,460 g

Capacidad del rotor: 12 x 1.5 / 2ml / 3ml / 4ml / 5ml / 6ml / 7ml / 10ml / 15ml.

Peso: 11 kg

Dimensiones: 380 x 320 x 180mm

Fuente de alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz.

Garantía: 1 año garantía limitada

Accesorios incluidos

- 12 adaptadores para 1.5ml/2ml
- 12 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
- 12 adaptadores para 5ml/6ml/7ml.
- Adaptador CA/CD.