

Centrifuga para hematocrito. Modelo PRO-24H



Descripción

Centrífuga para hematocrito de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bioquímica, bancos de sangre, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 12,000 rpm. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automática al terminar el tiempo de operación programado.

Características

Rango de velocidad: 500 - 12,000 RPM

RFC Máxima: 13684 g

Capacidad de rotor: 24 tubos hematocrito 75 mm

Tiempo: 15 segundos ~ 99 minutos.

Peso: 6.5 Kg

Dimensiones: 310 x 240 x 180 mm

Alimentación: 110V/60Hz y 220V/50Hz

Accesorios

Adaptador CA/CD

Lector circular de hematocrito

Rotor C-11000 de ángulo fijo para 24 tubos para hematocrito de 75mm