

Centrifuga clínica. Modelo PRO-4M



Centrifuga clínica de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica e investigación. Capaz de alcanzar hasta 5,000 revoluciones por minuto. Cuenta con variedad de adaptadores para tubos de distintas capacidades. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado.

DATOS TÉCNICOS	
RANGO DE VELOCIDAD	300- 5000 RPM
RCF	2599g
CAPACIDAD DE TUBOS	4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml/50ml.
TIEMPO	15seg – 99min
PESO	5 kg
DIMENSIONES	275 x 212 x 158mm
ALIMENTACIÓN	CA 110/240V, 50/60 Hz
GARANTÍA	1 año.

A

La línea PRO de VELAB son equipos pequeños, robustos y de gran estabilidad que conservan los valiosos espacios en el laboratorio. Sus controles digitales permiten que la velocidad y el tiempo se ajusten con el toque de un dedo y muestran la velocidad y el tiempo restante en tiempo real.

B

Accesorios incluidos
4 adaptadores para 1.5ml/2ml
4 adaptadores para 10ml/15ml.
4 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
4 adaptadores para 5ml/6ml/7ml.
Adaptador CA/CD.
Rotor C-15000 de ángulo fijo para 4 tubos de 50ml.

DOMICILIO: HUERTO LOS OLMOS No. 115
COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS
OAXACA DE JUAREZ, OAX. MEXICO.
C.P. 68120
TELS Y FAX.: (01) 951 50 267 40; 951 50 381 86.
WHATSAPP: 951 347 05 51
F/ MEDQUIMIA