



## Centrifuga clínica. PRO-8M



Centrifuga clínica de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto. Cuenta con variedad de adaptadores para tubos de distintas capacidades. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado.

Rango de velocidad: 300 - 4000 RPM.

RCF máxima: 2,460 g.

Capacidad del rotor: 8 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml/50ml.

Temporizador: 15 s a 99 min.

Peso: 11 kg.

Dimensiones: 380 x 320 x 180mm

Fuente de alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz.

Garantía: 1 año de garantía limitada

Accesorios incluidos

- 8 adaptadores para 1.5ml/2ml
- 8 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
- 8 adaptadores para 5ml/6ml/7ml.
- 8 adaptadores para 10ml/15ml
- Adaptador CA/CD.