

Centrífuga para microquímica. Centrificient III



El equipo Centrificient III está especializado en centrifugar volúmenes iguales o inferiores a 5 ml, a grandes velocidades y fuerza G. Cuenta con dos rotores intercambiables incluidos, cada uno con su respectiva tapa de seguridad que garantiza la integridad de las muestras ante la mayor fuerza G. De operación silenciosa, alta precisión de la velocidad y sumamente estable por sus patas de soporte, la centrífuga Centrificient III es idónea para laboratorios clínicos, investigación, control de calidad de alimentos y bebidas, entre otros sectores de la industria.

Velocidad máx. (RPM):

- Rotor IIIA: 13,000 RPM
- Rotor IIIB: 16,000 RPM

Control de velocidad: Digital

Máxima RCF:

- Rotor IIIA: 11,400 RPM
- Rotor IIIB: 17,800 RPM

Rango de tiempo: 0-99 min.

Rotores incluidos:

- Rotor IIIA: 10 tubos de 5 ml

- Rotor IIB: 12 tubos de 1.5/2 ml

Peso: 15 Kg

Dimensiones: 230 x 310 x 240 mm

Alimentación: 110V, /50Hz

Accesorios: Desarmador de cruz