

Mini centrífuga. Modelo SM1008



Descripción:

La mini centrífuga consta de un rotor que está sentado sobre un eje cónico que facilita la retirada. Control preciso de la velocidad y el tiempo de ejecución con una separación eficaz.

Características:

Velocidad máxima: 7000 rpm

Máxima RCF: 2,680 xg

Tiempo de funcionamiento: Continuo

Motor de impulso: Motor DC

Nivel de Ruido: ≤ 45 dB

Dimensiones: 160 x 170 x 122 mm

Peso: 0.5 kg

Alimentación: AC100-240V / 50Hz / 60Hz

Accesorios:

Accesorios incluidos: Cable e instructivo en español.

Rotores incluidos

A08-2: 8 tubos x 0.2/0.5/1.5/2 ml

A02-PCR8: 16 x 0.2 ml tubo PCR (2 tiras de 8 tubos)