

Andadera Plegable con Ruedas, Asiento y Respaldo, Porta Bastón y Ajuste de Altura / AN01A Marca Handy

Descripción

Características destacadas:

- Marco flexible para ahorrar espacio y fácil almacenamiento (Plegable).
- Sistema de freno de bucle sensible para andar y estacionar.
- Bolsa de compras con correa para hombro y porta bastón adjunto.
- Asiento y respaldo para utilizarla como silla de transporte.
- Ruedas delanteras con función giratoria y ruedas traseras plegables.
- Altura regulable de las empuñaduras: 81 a 94 cm.
- Rueda: 8 pulgadas (PVC).
- Peso total: 8.1 kg.
- Capacidad de carga \leq 136 kg.





CÓMODA Y FUNCIONAL

Sigue en movimiento

Estructura de aluminio plegable para ahorrar espacio.



Lleva contigo lo que necesitas

Incluye una maleta desmontable, ideal para llevar tus accesorios y pertenencias.