

Nebulizador de pistón vertical con mascarillas, para uso ambiental o personal - Marca Handy



Características generales:

- El nebulizador 403B ha sido desarrollado para uso de los profesionales médicos y uso en el hogar.
- Auxiliar en el tratamiento de las enfermedades de tipo congestivo pulmonar, y algunos casos de alergias.
- Humidifica el ambiente.
- Nebuliza medicamentos al instante, atomizando el medicamento líquido en una diminuta niebla mediante la compresión de aire para el tratamiento por inhalación del medicamento.
- Máxima nebulización de líquidos con ruido menor a 60dBa lo que reduce la contaminación auditiva.
- Bomba libre de Aceites lubricantes que asegura partículas de alta calidad.
- Ligero y pequeño, fácil de guardar y transportar.

Especificaciones técnicas:

- Rango máximo de nebulización: ≤ 0.1 mL/min
- Nebulizador suministrado MMAD: ≤ 5 micrones (Diámetro medio de partícula suministrada)
- Presión máxima del compresor: ≤ 0.15 MPa
- Compresor libre de flujo de aire: ≥ 10 L/min
- Nivel de sonido: ≤ 60 Db
- Suministro eléctrico: AC 110-120V / 60Hz \pm 1Hz
- Peso neto: ≤ 2.9 kg
- Medida: 24x18.5x11.5 cm
- Sistema de trabajo: Uso intermitente