



Cama eléctrica hospitalaria Trendelenburg con 5 posiciones base semisólida - Marca Handy



Características destacadas:

- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Ajuste de altura, ideal para pacientes y cuidadores.
- Cama con sistema eléctrico para el ajuste de 5 posiciones: Torso, piernas, altura, Trendelenburg y Trendelenburg invertido.
- Cuenta con batería de emergencia integrada para ajustar la posición de la cama en caso de corte eléctrico.
- Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de aluminio abatibles para protección del paciente
- Ruedas de 5 x 1 1/4" de PU de alta durabilidad y resistencia. No dejan marcas y son silenciosas.
- Freno de seguridad en las 4 ruedas.
- Cabecera y piecera desmontables de ABS.
- Disponible con bastidor de rejilla (Mod. C3238) y bastidor semisólido (Mod. C3238-2).
- Rango de movimiento:- Panel Torso: 0-80°.- Panel Piernas: 0-40°.- Altura ajustable: 43 – 78 cm.- Trendelenburg: 0-12°.- Trendelenburg invertido: 0-12°.