

## Monitor médico de 7 parámetros para pacientes adultos, niños y neonatales - Marca Xignal



### ESPECIFICACIONES

- Pantalla LCD a color 7"
- Potentes funciones para la forma de onda de parámetros, almacenamiento y revisión de tendencias.
- Elementos de alarma: alarma técnica, 71 alarmas fisiológicas y 60 alarmas de arritmia.
- Revisión de datos de tendencias de 480 horas, 2400 grupos de datos de NIBP y forma de onda de ECG de 72 horas.
- Parámetros estándar: ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, PR.
- Puede conectarse al Sistema de Central de Monitoreo por 3G, WiFi o por Cable.
- Pantalla táctil y simple de operar