



Muletas de aluminio ajustables de alta calidad y resistencia, con recubrimiento de espuma - Marca Handy Adulto

Está confeccionada en aluminio de excelente calidad, posee un amplio rango de graduación de altura de manera sencilla. Tanto su empuñadura plástica, como el soporte axilar recubiertos de espuma permitiendo mayor comodidad y adaptabilidad a la mano y a la axila. Además, su empuñadura es graduable en altura (de acuerdo al largo del brazo), sin necesidad de herramientas tan solo aflojando una tuerca mariposa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Puño recubierto de espuma y graduable en altura
- Amplio y fácil rango de regulación.
- Rango de regulación de altura
- Regatón de goma antideslizante para una mayor seguridad



	INFANTIL	JUNIOR	ADULTO
Rango de regulación de altura	95-115 cm.	115-135 cm.	135-155 cm.
Rango de altura del usuario	1.38-1.55 mt	1.58-1.78 mt	1.78-1.98 mt
Peso máximo del usuario	70 Kg	100 Kg	100 Kg
Peso del Producto	735 g	795 g	865 g
Peso bruto	16.1 Kg	17.6 Kg	19.2 Kg

Dimensiones del tubo:



- S: $\phi 19 \times 1.05 \times 830 \text{mm}$
- M: $\phi 19 \times 1.05 \times 1030 \text{mm}$
- L: $\phi 19 \times 1.05 \times 1230 \text{mm}$
- S,M,L: $\phi 25 \times 1.0 \times 305 \text{mm}$
- S,M,L: $\phi 22 \times 1.0 \times 340 \text{mm}$