

## Silla De Ruedas S100B para Adulto, Reposapiés Desmontables, Hasta 100 Kg / S100B Marca Handy



Muy cómoda y de gran capacidad de peso, cuenta con asiento amplio y descansa brazos acolchados.

La silla de ruedas Handy Basic S100B se compone principalmente de marco principal, puntal, soporte para piernas, reposabrazos y reposapiés, llantas traseras con rin de metal llantas delanteras con rin de plástico, marco de la silla hecho de acero.

Capacidad máxima de carga 100 kg. Color negra.

- Ancho del asiento de 18" con reposabrazos fijo.
- Acolchado de PVC.
- Reposapiés desmontable de plástico.
- Panel lateral de plástico.

- Rueda delantera de 8"; con neumático sólido, radio trasero de 22" y aluminio con neumático sólido.
- Llantas de cañuela delanteras y traseras.

CARACTERISTICAS ADICIONALES.

DESCANSA BRAZO RÍGIDO ACOLCHADO DE PVC

RESPALDO ACOLCHADO, ASIENTO DE 18 "

NEUMÁTICOS SÓLIDOS DELANTEROS: 8 " TRASEROS: 22 " CON ALUMINIO

FRENO DE SEGURIDAD CON ZAPATA

REPOSAPIÉS DE PLÁSTICO DESMONTABLE