

Aspirador Quirúrgico para liposucción de 98 L x minuto, Modelo YX980D - Marca Hergom Aspiradores

ASPIRADOR QUIRÚRGICO YX980D

Adecuado para operaciones quirúrgicas

- Eficiente flujo de trabajo
- Succión de alto flujo con cilindros de doble pistón.
- Pensado especialmente para operaciones quirúrgicas.
- Succiona grandes cantidades de fluido.
- Peso: 25.5 Kg.
- Presión máxima ≥ 0.09 MPa.
- Botella de almacenamiento (mi): 4000 x 2 (PC), 2000 x 2 (PC).
- Presión regulable
- Apto para quirófano
- Succiona hasta 98 Litros por minuto
- Equipo silencioso ≤ 60 dB
- Filtro de remplazo (vida útil del filtro de 6 meses)
- Pedal de aspiración intermitente
- 4 Botellas de policarbonato (2 de 4000 ml y 2 de 2000 ml)

