

Resucitador manual para adulto Ambu, respirador manual para asistencia pulmonar - Marca Handy



DESCRIPCIÓN:

El Resucitador Manual de Solicona es Oval con Mascarilla Adulto es un dispositivo médico diseñado para la ventilación manual en pacientes adultos. Es un Resucitador reutilizable 100% libre de latex, la textura y diseño de la superficie aseguran un agarre cómodo y seguro, permitiendo una ventilación efectiva en períodos largos de tiempo. Se encuentra equipado con una válvula limitadora de presión, la cual ha sido incluida en el diseño para garantizar la seguridad del paciente. Características principales: Para pacientes con peso corporal desde 30 Kg (10 años) Genera un volumen Tidal de 800ml. No contiene látex. Reutilizable. Volumen: 1630 ml. Peso: 600 grs. Válvula limitadora. Espacio muerto: 7 ml. No contiene látex. Reutilizable.

Para pacientes con peso corporal desde 30 kg. (10 años).

Incluye: PVC Resucitador -Adulto Tubo de oxígeno Bolsa de depósito Mascarilla facial Adulto de PVC 5 # Válvula PEEP Adaptador.